

Die Mikrolagerung

Positionsunterstützung nach Klein

■ Zur Unterstützung beweglicher Körperpartien
z.B. Hüfte oder Schulter

■ Mikrolagerung

■ Kinästhetische Lagerung

■ Fördert die Eigenbewegung und Körperwahrnehmung




Die Halbrolle nach Klein wird im Rahmen der Unterstützung und Freilagerung eingesetzt. Der Keil nach Klein wird bei der Mikrolagerung verwendet, um kleinste Schwerpunktverlagerungen am zu pflegenden Menschen zu erreichen. Besonderen Einsatz zeigt der Keil zur Unterstützung beweglicher Körperteile z.B. an der Hüfte oder an der Schulter. Auf diese Weise werden Mikrobewegungen des Körpers nachgeahmt, die der Druckentlastung dienen können. Diese Form der Lagerung fördert die Eigenbewegung der zu pflegenden Menschen und verbessert die Körperwahrnehmung. Die Halbrolle und der Keil sind jeweils kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele



Bezug		Verarbeitung			
Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Sicherheitsnähte			
Füllung		Polyurethanschaum			
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Hilfsmittelnr.	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
Halbrolle 25 x 9 x 4,5	46.300	11.11.05.1004	51.301	59.301	50.301
Keil 25 x 20 x 10	46.400	11.11.05.1003	51.401	59.401	50.401


STANDARD
100
A20-1001
Hohenstein