

Der kleine Rhombο-fill® Lagerungsring


■ Zur Weich- und Freilagerung einzelner, kleinerer Körperpartien




Der kleine Rhombο-fill® Lagerungsring dient zur lokalen Druckentlastung wie z. B. von Ferse, Knöchel, Ellenbogen, Knie, Hand und Ohr. Der Ring ist innen und außen mit einem Seitenboden hergestellt, der ihm Volumen und Stabilität verleiht. Der Rhombο-fill® Lagerungsring kann auch in der Seitenlage zwischen den Knien zur Druckentlastung eingesetzt werden sowie zur Druckentlastung der Schulter in der 135°-Lage. Bei besonderer Empfindlichkeit ist es empfehlenswert den Ring in Kombination mit einem Schutzbezug zu verwenden. Das Rhombο-fill® Lagerungsring ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele



Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte mit Seitenboden innen und außen		
Füllung	Original Rhombo-fill®				
Größe in cm		Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>	
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
außen: Ø 20 innen: Ø 6		32.484	51.084	59.084	50.084



STANDARD
100
A20-1001
Hohenstein