

Die unterstützende Rhombomed® Armrampe

- Hochlagerung des Arms
- Ruhigstellung des Arms



Die Rhombomed® Armrampe dient zur ruhigstellenden Positionierung des gesamten Armes in der großen Ausführung oder des Unterarmes in der kleineren Variante. Das Füllmaterial Rhombomed® sorgt dabei für die notwendige Stabilisierung bei gleichzeitiger Druckentlastung. Die Rhombomed® Armrampe ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele


Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte mit keilförmigem Seitenböden		
Füllung	Original Rhombo-med®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>			
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
35 x 20 x 12	40.707	51.007	59.007	50.007	
80 x 25 x 25	40.744	51.044	59.044	50.044	



**STANDARD
100**
A20-1001
Hohenstein

