

Das Rhombo-med® Multikissen

- Multifunktional einsetzbar
- Hochlagern von Extremitäten
- Einsetzbar zur Um- und Freilagerung sowie zur unterstützenden Lagerung
- Bobath-Lagerung




Das Rhombo-med® Multikissen ist aufgrund seiner gekammerten Form sehr flexibel und multifunktional einsetzbar, ob zur Rolle geformt oder aufgeschüttelt als Rampe, zur Verwendung für die Arm-, Rücken- und Beinpartie. Perfekt geeignet zum Hochlagern und/oder Freilagern von Armen, Beinen und Fersen. Das Rhombo-med® Multikissen ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele



Bezug		Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung		Sicherheitsnähte Vier gleiche, getrennte Kammern		
Füllung		Original Rhombo-med®						
Größe in cm		Art.Nr. Kissen		Hilfsmittelnr.		Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
						Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
75 x 75		43.077		11.11.05.1040		51.077	59.077	50.077



Darstellung Rhombo-med® Multikissen mit abwaschbaren PU-Schutzbezug Semy



Detail: Flexible Kammern des Multikissens



PU-Schutzbezug Semy mit
Hotelverschluss geöffnet



PU-Schutzbezug Semy mit
Hotelverschluss geschlossen