

Das Mikrolagerung Rhombomed® Rhombi


- Zum Unterlagern von Hohlräumen
- Ideales Kissen zur Mikrolagerung
 - Basale Stimulation
- Fördert die Körperwahrnehmung



Das kleine Rhombo-med® Rhombi-Kissen eignet sich ideal zur Mikrolagerung oder zum Unterlagern von Hohlräumen. Die Form unterstützt in unterschiedlichen Positionen insbesondere die Auflagefläche der Massen (z.B. Unterarm). Es bewirkt kleinste Schwerpunktverlagerung bei zu pflegenden Menschen und führt damit zur Druckentlastung. Angewendet ahmt das Rhombo-med® Rhombi-Kissen die natürliche Mikrobewegungen des Körpers nach und fördert auf diese Weise die Eigenbewegung und Körperwahrnehmung. Das Rhombo-med® Rhombi-Kissen ist kochwaschbar.

Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung	Sicherheitsnähte rautenförmig		
Füllung	Original Rhombo-fill®					
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Hilfsmittelnr.	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>			
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
15 x 30	46.900	11.11.05.1012	51.901	59.901	50.901	

ANWENDUNGEN

Beispiele

STANDARD
100
 A20-1001
 Hohenstein
