

Die

Kinästhetik

Rhombomed® Rolle zur Positionsunterstützung

Die Ruhe, die beweglich hält.®

R

H

O

M

B

O

M

E

D

I

C

A

L

- Kinästhetische Lagerung
- Basale Stimulation
- Zur unterstützenden und stabilisierenden Lagerung
- Fördert die Eigenbewegung und Körperwahrnehmung



Die Rhombomed® Rolle zur Positionsunterstützung wird bevorzugt im Rahmen des kinästhetischen Handlungskonzepts eingesetzt. Sie ermöglicht vielfältige stabilisierte Lagerungen des zu pflegenden Menschen, lässt seine Eigenbewegungen zu und fördert die Wahrnehmung des Körpers. Die Rhombomed® Rolle zur Positionsunterstützung ist in drei verschiedenen Längen erhältlich und kochwaschbar bei 95°C.

Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung	Sicherheitsnähte praktischer Tragegriff eingearbeiteter Seitenboden	
Füllung	Original Rhombo-med®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Hilfsmittelnr.	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
Ø 20 x 100	46.100	11.11.05.1006	51.101	59.101	50.101
Ø 20 x 180	46.180	11.11.05.2013	51.180	59.180	50.180
Ø 20 x 220	46.200	11.11.05.2013	51.201	59.201	50.201

CE

MD

OEKO

TEX®

STANDARD

100

A20-1001

Hohenstein

180 | 220 cm

100 cm

20 cm

20 cm

ANWENDUNGEN

Beispiele



Darstellung der Größe 20 x 100 cm inklusive PU-Schutzbezug Semy



Praktischer Tragegriff



PU-Schutzbezug Semy mit verdecktem Reißverschluss



PU-Schutzbezug Semy abnehmbar