

Die unterstützende
Rhombomed®
runde Rolle

■ Zur stützenden und stabilisierenden Lagerung einzelner Körperpartien



Die Rhombomed® runde Rolle dient zur stützenden und stabilisierenden Lagerung einzelner Körperpartien. Insbesondere in der Rückenlage kann die runde Rolle unter die Knie positioniert werden, um die Wirbelsäule zu entlasten und ein Hohlkreuz zu vermeiden. Die Rhombomed® runde Rolle ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele



Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte runde Seitenböden		
Füllung	Original Rhombo-med®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>			
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
Ø 18 x 55	42.983	51.183	59.183	50.183	



STANDARD
100
A20-1001
Hohenstein

