


Das entlastende Rhombomed® Venenkissen

- Optimale Beinhochlagerung
- Entlastung der Wirbelsäule
- Entspannung
- Schmiegt sich angenehm an Beinform an



Das keilförmige Rhombomed® Venenkissen unterstützt die therapeutische Hochlagerung der Beine bei venös bedingten Beschwerden und kann ebenso zur Entlastung der Wirbelsäule eingesetzt werden. Der Schaumkern des Venenkissens ist für die Beinauflage vorgeformt und sanft ansteigend. Der Clou: Die Auflagefläche der Beine ist auf der Innenseiten des Kissenbezuges mit Rhombomed® Füllung gepolstert, so dass sich das Kissen lückenlos an jede Beinform anpasst, für optimale Druckverteilung sorgt und den venösen Blutfluss sehr gut unterstützt. Der Kissenbezug ist abnehmbar und waschbar bis 60° C.

ANWENDUNGEN

Beispiele


Bezug	100 % Polyester - Velours	Verarbeitung	Schaumkern der mit Rhombomed® Polsterung im Bezug versehen ist
Füllung	Original Rhombomed®		

Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
70 x 55 x 17	44.150	--	59.050	50.050



STANDARD
100
A20-1001
Hohenstein

